

# ENDOART®

FINAL TOUCH

## TARIFS PUBLIC

1<sup>ER</sup> NOVEMBRE 2021


25/06

25/06

Disponible chez votre revendeur

**SDMC**  
104 Rue de la pallue  
16100 COGNAC  
Tél: 06 65 91 94 83  
[contact@sdmc.fr](mailto:contact@sdmc.fr)  
[www.sdmc.fr](http://www.sdmc.fr)

# ENDOART ACTION GOLD



## ROTATION CONTINUE

**Longueur :** 21mm, 25mm, 31mm  
**Packaging :** Blister de 6 limes

Excellent Cutting Efficiency

Control Memory  
Heat Treated Wire

Convex Triangle  
Cross - Section




						À L'UNITÉ	PAR 5
Diamètre			21 mm	25 mm	31 mm	Prix TTC	Prix TTC
<b>SX</b>	●	0.19	2642	1368	2661	39 €	29 €
<b>S1</b>	●	0.17	2644	1369	2662	39 €	29 €
<b>S2</b>	○	0.20	2645	1370	2663	39 €	29 €
<b>F1</b>	●	0.20	2646	1371	2664	39 €	29 €
<b>F2</b>	●	0.25	2657	1372	2665	39 €	29 €
<b>F3</b>	●	0.30	2648	1373	2666	39 €	29 €
<b>F4</b>	●	0.40	2649	1374	2667	39 €	29 €
<b>F5</b>	●	0.50	2650	1375	2668	39 €	29 €

### Assortiment

	21 mm	25 mm	31 mm	Prix TTC	Prix TTC
<b>Limes (6 pcs.)</b>	SX - S1 - S2 - F1 - F2 - F3				
<b>Référence</b>	2642	2651	1376	39 €	29 €

# ENDOART ACTION BLUE



## ROTATION CONTINUE

**Longueur :** 21mm, 25mm, 31mm  
**Packaging :** Blister de 6 limes



Control Memory  
Heat Treated Wire

Convex Triangle  
Cross - Section




						À L'UNITÉ	PAR 5
Diamètre			21 mm	25 mm	31 mm	Prix TTC	Prix TTC
<b>SX</b>	●	0.19	2670	2697	2688	39 €	29 €
<b>S1</b>	●	0.17	2671	2680	2689	39 €	29 €
<b>S2</b>	○	0.20	2672	2681	2690	39 €	29 €
<b>F1</b>	●	0.20	2673	2682	2691	39 €	29 €
<b>F2</b>	●	0.25	2674	2683	2692	39 €	29 €
<b>F3</b>	●	0.30	2675	2684	2693	39 €	29 €
<b>F4</b>	●	0.40	2676	2685	2694	39 €	29 €
<b>F5</b>	●	0.50	2677	2686	2695	39 €	29 €

### Assortiment

	21 mm	25 mm	31 mm	Prix TTC	Prix TTC
<b>Limes (6 pcs.)</b>	SX - S1 - S2 - F1 - F2 - F3				
<b>Référence</b>	2669	2678	2687	39 €	29 €

# ENDOART EXPERT GOLD



## RÉCIPROCITÉ

**Longueur** : 21mm, 25mm, 31mm  
**Packaging** : Blister de 6 limes

Excellent Cutting Efficiency

Control Memory  
Heat Treated Wire

S Section

150°  
30°




Diamètre		21 mm	25 mm	31 mm	À L'UNITÉ	PAR 5	
					Prix TTC	Prix TTC	
R20	●	0.20	2166	2190	2214	45 €	34 €
R25	●	0.25	2167	2115	2215	45 €	34 €
R30	●	0.30	2168	2192	2216	45 €	34 €
R35	●	0.35	2169	2193	2217	45 €	34 €
R40	●	0.40	2121	2124	2218	45 €	34 €
R45	○	0.45	-	-	-	45 €	34 €
R50	●	0.50	2130	2133	2219	45 €	34 €

## Assortiment

	21 mm	25 mm	31 mm	Prix TTC	Prix TTC
<b>Limes (6 pcs.)</b>	R25 - R25 - R25 - R25 - R40 - R50				
<b>Référence</b>	2103	2106	2109	45 €	34 €

<b>Limes (6 pcs.)</b>	R25 - R25 - R40 - R40 - R50 - R50				
<b>Référence</b>	2094	2097	2100	45 €	34 €

# ENDOART EXPERT BLUE



## RÉCIPROCITÉ

**Longueur** : 21mm, 25mm, 31mm  
**Packaging** : Blister de 6 limes



	Diamètre	21 mm	25 mm	31 mm	À L'UNITÉ	PAR 5
					Prix TTC	Prix TTC
<b>R20</b> ●	0.20	2174	2198	2222	45 €	34 €
<b>R25</b> ●	0.25	2112	2116	2119	45 €	34 €
<b>R30</b> ●	0.30	2176	2200	2224	45 €	34 €
<b>R35</b> ●	0.35	2177	2201	2225	45 €	34 €
<b>R40</b> ●	0.40	2122	2125	2127	45 €	34 €
<b>R45</b> ○	0.45	-	-	-	45 €	34 €
<b>R50</b> ●	0.50	2131	2134	2137	45 €	34 €

## Assortiment

	21 mm	25 mm	31 mm	Prix TTC	Prix TTC
<b>Limes (6 pcs.)</b>	R25 - R25 - R25 - R25 - R40 - R50				
<b>Référence</b>	2104	2107	2110	45 €	34 €

<b>Limes (6 pcs.)</b>	R25 - R25 - R40 - R40 - R50 - R50				
<b>Référence</b>	2095	2098	2101	45 €	34 €

# ENDOART PEDO GOLD

15/06 | 20/04 | 25/04 | 30/04



## ROTATION CONTINUE

**Longueur : 18mm**

**Packaging : Blister de 3 limes**

Excellent Cutting Efficiency

Control Memory  
Heat Treated Wire

Convex Triangle  
Cross - Section



Conicité		18 mm	Prix <sup>TTC</sup>
15/06	○ 06	1709	24 €
20/04	● 04	2529	24 €
25/04	● 04	1710	24 €
30/04	● 04	1711	24 €

### Assortiment

		18 mm	Prix <sup>TTC</sup>
Limes (3 pcs.)		15/06 - 20/04 - 25/04	
Référence		2526	24 €
Limes (3 pcs.)		15/06 - 25/04 - 30/04	
Référence		1708	24 €



# ENDOART PEDO BLUE

15/06 | 20/04 | 25/04 | 30/04



## ROTATION CONTINUE

Longueur : 18mm

Packaging : Blister de 3 limes



Control Memory  
Heat Treated Wire

Convex Triangle  
Cross - Section



Conicité		18 mm	Prix TTC
15/06	○ 06	2063	24 €
20/04	● 04	2530	24 €
25/04	● 04	2064	24 €
30/04	● 04	2065	24 €

### Assortiment

	18 mm	Prix TTC
Limes (3 pcs.)	15/06 - 20/04 - 25/04	
Référence	2527	24 €
Limes (3 pcs.)	15/06 - 25/04 - 30/04	
Référence	2062	24 €

# ENDOART PATH FILE GOLD

16/02



## ROTATION CONTINUE

**Longueur : 18mm**

**Packaging : Blister de 6 limes**

Control Memory  
Heat Treated Wire

Quadrangular



Conicité	21 mm	25 mm	31 mm	À L'UNITÉ	PAR 5
				Prix TTC	Prix TTC
16/02 ● 02	1700	1701	1702	45 €	34 €

# ENDOART RETREATMENT GOLD



## ROTATION CONTINUE

**Longueur : 16mm, 18mm, 22mm**

**Packaging : Blister de 6 limes**

Control Memory  
Heat Treated Wire

Convex Triangle  
Cross - Section

Excellent Cutting Efficiency



Longueur	Référence	À L'UNITÉ	PAR 5
		Prix TTC	Prix TTC
D1 ○ 16 mm	2518	45 €	34 €
D2 ○ 18 mm	2519	45 €	34 €
D3 ○ 22 mm	2520	45 €	34 €

### Assortiment

	16 mm	18 mm	22 mm	Prix TTC	Prix TTC
Limes (6 pcs.)	D1 - D1 - D2 - D2 - D3 - D3				
Référence	2517			45 €	34 €





## ENDOART ENDOMOTOR

Moteur d'endo sans fil avec fonction de localisation d'apex.

**Propriétés :**

- 10 paramètres de mémoire
- 3 modes : rotation continue avant et arrière et réciprocité
- Max 800 Rpm et 4.0 N.Cm
- Chargement par micro USB
- Contre-angle 16:1
- Démarrage automatique dans le canal radiculaire
- Marche arrière automatique
- 4 modes de travail
- Grand écran OLED

	Référence	Prix TTC
EndoArt Endomotor	3130	1090 €



## LOCALISATEUR D'APEX

Localisateur d'apex de haute précision.

**Propriétés :**

- Technologie multi-fréquence avancée
- Position de référence réglable
- Calibrage automatique

	Référence	Prix TTC
EndoArt Apex Locator	3131	350 €

Disponible chez votre revendeur

**SDMC**  
**104 Rue de la pallue**  
**16100 COGNAC**  
**Tél: 06 65 91 94 83**  
**contact@sdmc.fr**  
**www.sdmc.fr**